

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Psd95ウサギモノクローナル抗体 - P78352

商品番号: CM0002904



前書き

PSD95に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトPSD95のN末端領域を認識し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。脳組織における内因性PSD95の検出に適しており、シナプス可塑性およびシナプス後膜組織化の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PSD95 ウサギ mAb
備考/別名	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1742
遺伝子ID	1742
免疫原	ヒトPSD95 (P78352) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P78352
タンパク質分子量	80 kDa
発送	保冷バッグ