

抗Psd95ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P78352

商品番号: CM0028665



前書き

ヒトPSD95（Disks large homolog 4、SAP90）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAへの使用に適しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。シナプス可塑性およびシナプス後致密質の構造研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSD95 ウサギpAb
備考/別名	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1742
遺伝子ID	1742
免疫原	ヒトPSD95 (NP_001308004.1) のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78352
タンパク質分子量	80kDa
配送方法	氷袋