

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Psd95ウサギPolymab® - P78352

商品番号: CM0012016



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質なウサギモノクローナルPSD95抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。シナプス可塑性および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSD95ウサギPolymAb®
備考／別名	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	1742
GeneID	1742
免疫原	ヒトPSD95 (NP_001308004.1) のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P78352
タンパク質分子量	80kDa
輸送	保冷剤