

Antipsen2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P49810

商品番号: CM0026685



前書き

ヒトPSEN2に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのPSEN2を検出し、アルツハイマー病およびガンマセクレターゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSEN2 Rabbit pAb
備考/別名	AD4; PS2; AD3L; STM2; CMD1V; PSEN2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5664
GeneID	5664
免疫原	ヒトPSEN2 (NP_000438.2) のアミノ酸267〜384番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49810
タンパク質分子量	50kDa
配送方法	氷袋