

Wb/If-P/Ihc-P/Elisa用 抗Psg1 ポリクローナル抗体 - P11464

商品番号: CM0027965

前書き

ヒトPSG1（妊娠特異的β-1-グリコプロテイン1）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、免疫蛍光法、免疫組織化学、ELISAに適しています。分泌型糖タンパク質である約47 kDaのPSG1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSG1 ウサギ pAb
別名	SP1; B1G1; PBG1; CD66f; PSBG1; PSG95; PSGGA; DHFRP2; PSBG-1; PSGIIA; FL-NCA-1/2; PS-beta-C/D; PS-beta-G-1; PSG1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5669
GeneID	5669
免疫原	ヒトPSG1（NP_001171754.1）のアミノ酸180～419番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11464
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	氷袋