


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Psip1 ウサギポリクローナル抗体 - O75475

商品番号: CM0019047



前書き

ヒトPSIP1

(LEDGF/p75)に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。転写制御、水晶体発生、ウイルス統合に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSIP1 ウサギ pAb
備考/別名	p52; p75; PAIP; DFS70; LEDGF; PSIP2; PSIP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11168
遺伝子ID	11168
免疫原	ヒトPSIP1 (NP_150091.2) のアミノ酸301-530に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75475
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ