


Anti-Psma1 ポリクローナル抗体（Wb用） - P25786

商品番号: CM0021700



前書き

PSMA1 (Proteasome subunit alpha type-1) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。プロテアソーム機能やタンパク質分解の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA1 Rabbit pAb
備考/別名	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5682
GeneID	5682
免疫原	ヒトPSMA1 (NP_002777.1) のアミノ酸1-263に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25786
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋