


Wb、If/Icc、Elisa用抗Psmalウサギモノクローナル抗体 - P25786

商品番号: CM0012144



前書き

ヒトPSMA1に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのPSMA1を検出し、プロテアソーム機能やタンパク質分解経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PSMA1 ウサギmAb
別名	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5682
遺伝子ID	5682
免疫原	ヒトPSMA1 (P25786) のアミノ酸164～263番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25786
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	氷袋