


Wb、Elisa用 抗PsmA2 ポリクローナル抗体 - P25787

商品番号: CM0017979



前書き

PSMA2（プロテアソームサブユニットαタイプ-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。26kDa。プロテアソームおよびユビキチン-プロテアソーム経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA2 ウサギ pAb
備考/別名	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5683
遺伝子ID	5683
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPSMA2（NP_002778.1）のアミノ酸1-234に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P25787
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ