


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗PsmA2 ウサギモノクローナル抗体 - P25787

商品番号: CM0004584



前書き

ヒトプロテアソームサブユニットαタイプ-2 (PSMA2) に対するウサギモノクローナル抗体。W B、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内因性PSMA2を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA2 ウサギ mAb
備考/別名	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5683
遺伝子ID	5683
免疫原	組換えタンパク質；ヒトPSMA2（P25787）のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25787
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ