


Anti-Psma2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P25787

商品番号: CM0021357



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証された高品質なPSMA2ウサギポリクローナル抗体（P25787）。ヒト、マウス、ラットのPSMA2を検出します。プロテアソーム機能およびタンパク質分解研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5683
遺伝子ID	5683
免疫原	ヒトPSMA2 (NP_002778.1) のアミノ酸1-234に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25787
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋