


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗PsmA3ウサギモノクローナル抗体 - P25788

商品番号: CM0012362



前書き

ヒト、マウス、ラット用のWB、IHC-P、ELISAに適した抗PSMA3ウサギモノクローナル抗体。プロテアソームサブユニットα-3（約28kDa）、別名C8、PSC3、HC8を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA3 ウサギ mAb
備考/別名	HC8; PSC3; PSMA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5684
GeneID	5684
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25788
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ