


Anti-Psma4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P25789

商品番号: CM0016613



前書き

ヒトPSMA4（Proteasome subunit alpha type-4）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット、サルと交差反応します。プロテアソームおよびタンパク質分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA4 Rabbit pAb
備考/別名	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5685
GeneID	5685
免疫原	ヒトPSMA4 (NP_001096137.1) のアミノ酸1-261に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P25789
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋