


Anti-Psma4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P25789

商品番号: CM0022740



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISA用に検証された高品質な抗PSMA4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPSMA4（タンパク質分解に重要なコア20Sプロテアソームサブユニット）を検出します。プロテアソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA4 Rabbit pAb
備考/別名	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
種	ヒト
遺伝子ID	5685
免疫原	ヒトPSMA4 (NP_001096137.1) のアミノ酸1-261に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25789
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスパック