


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Psm5 ウサギポリクローナル抗体 - P28066

商品番号: CM0028874



前書き

ヒトPSMA5（プロテアソームサブユニットαタイプ-5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。プロテアソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA5 ウサギ pAb
備考/別名	PSC5; ZETA; PSMA5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5686
GeneID	5686
免疫原	ヒトPSMA5（NP_002781.2）のアミノ酸配列1-241に対応する組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28066
タンパク質分子量	26kDa
配送	保冷バッグ