


Wb、Ip、Elisa用抗PsmA5ウサギポリクローナル抗体 - P28066

商品番号: CM0018017



前書き

ヒトPSMA5（プロテアソームサブユニット α タイプ5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。プロテアソームおよびタンパク質分解研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA5ウサギpAb
備考／別名	PSC5 ; ZETA ; PSMA5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5686
遺伝子ID	5686
免疫原	ヒトPSMA5 (NP_002781.2) のアミノ酸1〜241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28066
タンパク質分子量	26 kDa
輸送	保冷剤