


Anti-Psma6 ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P60900

商品番号: CM0021261



前書き

ヒトPSMA6（プロテアソームサブユニットα型6）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。プロテアソームとタンパク質分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA6 Rabbit pAb
備考/別名	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5687
遺伝子ID	5687
免疫原	ヒトPSMA6（NP_002782.1）のアミノ酸1～246番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60900
タンパク質分子量	27kDa
発送	氷袋