


Wb、If/Icc、Elisa用抗PsmA6ウサギポリクローナル抗体 - P60900

商品番号: CM0014257



前書き

ヒトPSMA6を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。プロテアソームおよびタンパク質分解研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA6ウサギpAb
備考／別名	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5687
GeneID	5687
免疫原	ヒトPSMA6のアミノ酸1〜246に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002782.1)。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60900
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ