


Anti-Psma7 Rabbit Monoclonal Antibody (Kd Validated) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14818

商品番号: CM0006566



前書き

ヒトPSMA7（Proteasome subunit alpha type-7）を標的とするウサギモノクローナル抗体。KD値検証済み。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。プロテアソームおよびタンパク質分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] PSMA7 Rabbit mAb
備考/別名	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; [KD Validated] PSMA7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5688
遺伝子ID	5688
免疫原	ヒトPSMA7 (NP_002783.1) のアミノ酸150-248内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	O14818
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋