

Wb、Ihc-P、Elisa用抗PsmA/Folh1モノクローナル抗体 - Q04609

商品番号: CM0007574



前書き

ヒトPSMA/FOLH1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。標的は、前立腺がんおよび神経伝達に関与する葉酸加水分解酵素およびNAALADaseです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA/FOLH1 Rabbit mAb
備考/別名	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2346
GeneID	2346
免疫原	合成ペプチド ヒトPSMA/FOLH1 (NP_004467.1) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04609
タンパク質分子量	84kDa
配送	アイスパック