

Wb・Elisa向け抗PsmA/Folh1ポリクローナル抗体 - Q04609

商品番号: CM0020447



前書き

ヒトPSMA/FOLH1（FOLH1遺伝子）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。前立腺がんのバイオマーカー研究やグルタミン酸シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA/FOLH1 ウサギpAb
略号・別名	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2346
遺伝子ID	2346
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04609
タンパク質分子量	84kDa
輸送方法	保冷剤