

ウエスタンブロット、If-P、Elisa用 抗PsmA/Folh1ウサギモノクローナル抗体 - Q04609

商品番号: CM0009797



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用のPSMA/FOLH1ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットのグルタミン酸カルボキシペプチダーゼ2（Q04609）を標的とし、葉酸取り込みと前立腺腫瘍の進行における重要な酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA/FOLH1 ウサギ mAb
備考/別名	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2346
GeneID	2346
免疫原	ヒト PSMA/FOLH1（Q04609）のアミノ酸1-106に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q04609
タンパク質分子量	84kDa
発送	保冷バッグ