


抗PsmA/Folh1 ウサギPolymab® (Wb、Ihc-P、Elisa用) - Q04609

商品番号: CM0011808



前書き

PSMA/FOLH1 ウサギPolymAb®は、WB、IHC-P、ELISA向けのモノクローナル抗体です。前立腺がんバイオマーカーでありグルタミン酸カルボキシペプチダーゼであるPSMAを、ヒト、マウス、ラット由来の検体で検出可能で、合成ペプチド免疫原を用いて検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA/FOLH1 ウサギPolymAb®
別名	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2346
遺伝子ID	2346
免疫原	ヒトPSMA/FOLH1 (NP_004467.1) のアミノ酸50-150番領域に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04609
タンパク質分子量	84kDa
発送方法	保冷剤