


Anti-Psmb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P20618

商品番号: CM0018104



前書き

PSMB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HC5/PSC5) for Western blot, IF/ICC, ELISA. Detects human, mouse, rat proteasome subunit beta type-1 (26kDa). Ideal for proteasome research and protein degradation studies.

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMB1 Rabbit pAb
備考/別名	HC5; PSC5; PMSB1; NEDMHAL; PSMB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5689
GeneID	5689
免疫原	ヒト PSMB1 (NP_002784.1) のアミノ酸29-241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20618
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋