


Wb、Elisa用 抗Psmb10 ウサギモノクローナル抗体 - P40306

商品番号: CM0003033



前書き

PSMB10

ウサギmAbは、WBおよびELISA法によりヒト、マウス、ラットサンプル中のプロテアソームサブユニットβ-2iを検出するための特異的モノクローナル抗体です。免疫プロテアソーム研究、抗原処理、疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMB10 ウサギ mAb
備考/別名	LMP10; MECL1; PRAAS5; beta2i; PSMB10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5699
GeneID	5699
免疫原	組換えタンパク質 ヒト PSMB10 (P40306) のアミノ酸1-273に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40306
タンパク質分子量	29 kDa
発送	保冷バッグ