


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Psmb10 ウサギポリクローナル抗体 - P40306

商品番号: CM0030094



前書き

ヒトPSMB10（LMP10、MECL1、beta2i）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。イミュノプロテアソームおよび抗原プロセッシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMB10 Rabbit pAb
備考/別名	LMP10; MECL1; PRAAS5; beta2i; PSMB10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5699
GeneID	5699
免疫原	ヒトPSMB10（NP_002792.1）のアミノ酸1～273番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40306
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	氷袋