


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Psmb2ポリクローナル抗体 - P49721

商品番号: CM0018511



### 前書き

PSMB2ウサギpAbは、ヒトプロテアソームサブユニットβタイプ2を標的とするポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済みです。ラットと交差反応します。プロテアソーム研究およびタンパク質分解研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | PSMB2ウサギpAb                                          |
| 備考/別名       | HC7-I; PSMB2                                         |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 5690                                                 |
| GeneID      | 5690                                                 |
| 免疫原         | ヒトPSMB2 (NP_002785.1) のアミノ酸1〜201に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション    | WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA                             |
| 交差反応性       | ヒト、ラット                                               |
| SWISS       | P49721                                               |
| タンパク質分子量    | 23kDa                                                |
| 輸送条件        | 保冷バッグ                                                |