


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Psmb2ポリクローナル抗体 - P49721

商品番号: CM0030578



前書き

ユビキチン依存性タンパク質分解に関与する20SプロテアソームサブユニットPSMB2を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。がん、神経変性、免疫学におけるプロテアソーム研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMB2 ウサギ pAb
備考/別名	HC7-I; PSMB2
種	ヒト
遺伝子ID	5690
免疫原	ヒトPSMB2 (NP_002785.1) のアミノ酸1-201番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49721
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷剤梱包