


WbおよびElisa用 抗Psmb4 ウサギポリクローナル抗体 - P28070

商品番号: CM0027319



前書き

CamelBioは、ヒトPSMB4（プロテアソームサブユニットベータタイプ4）に対するウサギポリクローナル抗体を供給しており、WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。タンパク質分解およびユビキチン-プロテアソーム経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMB4 ウサギ pAb
備考/別名	HN3; HsN3; PRAAS3; PROS26; PROS-26; PSMB4
種	ヒト
遺伝子ID	5692
免疫原	ヒトPSMB4（NP_002787.2）のアミノ酸1-264に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28070
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ