


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Psmb5ウサギポリクローナル抗体 - P28074

商品番号: CM0022143



前書き

ヒトPSMB5（プロテアソームサブユニットベータタイプ5）に対するウサギポリクローナル抗体。用途：WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA。ヒト、マウス、ラットと反応します。プロテアソームおよびタンパク質分解の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMB5 Rabbit pAb
備考／別名	MB1、LMPX、PSMB5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5693
遺伝子ID	5693
免疫原	ヒトPSMB5（NP_002788.1）のアミノ酸1～263に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28074
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ