


Anti-Psmb6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28072

商品番号: CM0028995



前書き

ヒトPSMB6を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラッ
トのPSMB6を検出します。プロテアソームおよびタン
パク質分解研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMB6 Rabbit pAb
備考/別名	LMPY; DELTA; PSMB6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5694
GeneID	5694
免疫原	ヒトPSMB6 (NP_002789.1) のアミノ酸35-239に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28072
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋