


抗Psmb7ポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa対応 - Q99436

商品番号: CM0014381



前書き

ウサギ由来のヒトPSMB7（プロテアソームサブユニットβ型7）に対するポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光法/免疫細胞化学法、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMB7 ウサギpAb
備考/別名	PSMB7; Z
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5695
遺伝子ID	5695
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPSMB7 (NP_002790.1) のアミノ酸44～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99436
タンパク質分子量	30kDa
発送	氷袋梱包