


Anti-Psmb8 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P28062

商品番号: CM0028302



前書き

抗原処理に関与するイムノプロテアソームの構成要素であるヒトPSMB8に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。アポトーシスおよび免疫応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMB8 ウサギpAb
備考/別名	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; PSMB8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5696
GeneID	5696
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPSMB8 (NP_004150.1) のアミノ酸163-272に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P28062
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋