


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Psmb9/Lmp2モノクローナル抗体 - P28065

商品番号: CM0011562



前書き

ヒトPSMB9/LMP2イムノプロテアソームサブユニットに対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、抗原プロセッシングおよび免疫応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMB9/LMP2 ウサギmAb
備考/別名	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; beta1i; PSMB9/LMP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5698
遺伝子ID	5698
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28065
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	保冷剤