


Wb、If/Icc、Elisa用抗Psmb9/Lmp2ウサギポリクローナル抗体 - P28065

商品番号: CM0021262



前書き

ヒトPSMB9/LMP2（プロテアソームサブユニットβタイプ9）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。免疫プロテアソームおよび抗原プロセッシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMB9/LMP2ウサギpAb
別名	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; betali; PSMB9/LMP2
種	ヒト
Gene ID	5698
免疫原	ヒトPSMB9/LMP2（NP_002791.1）のアミノ酸1〜219に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P28065
タンパク質分子量	23kDa
配送	保冷剤