


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Psmc1ポリクローナル抗体 - P62191

商品番号: CM0014918



前書き

PSMC1ウサギpAbは、WB、IHC-P、ELISAにおいてヒト、マウス、ラットのPSMC1を検出します。26Sプロテアソームおよびユビキチン-プロテアソーム経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMC1ウサギpAb
備考/別名	S4; p56; RPT2; P26S4; NEDGTH; PSMC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5700
遺伝子ID	5700
免疫原	ヒトPSMC1 (NP_002793.2) のアミノ酸77～440に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62191
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ