


ウェスタンブロッティング (Wb) ・ Elisa用 抗Psmc2

ウサギポリクローナル抗体 - P35998

商品番号: CM0020582



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗PSMC2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの26Sプロテアソーム制御サブユニット7 (S7/MSS1) を検出します。ユビキチン-プロテアソーム経路およびタンパク質分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMC2 Rabbit pAb
備考／別名	S7; MSS1; RPT1; Nbla10058; PSMC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5701
遺伝子ID	5701
免疫原	ヒトPSMC2 (NP_002794.1) のアミノ酸1-160番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35998
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	氷袋梱包