


Wb用抗Psmc3ウサギポリクローナル抗体 - P17980

商品番号: CM0013765



前書き

PSMC3ウサギpAbは、WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗体です。26Sプロテアソーム調節サブユニットであるヒトPSMC3を標的とします。プロテアソームおよびタンパク質分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMC3ウサギpAb
備考／別名	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5702
遺伝子ID	5702
免疫原	ヒトPSMC3 (NP_002799.3) のアミノ酸1～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17980
タンパク質分子量	49 kDa
輸送	保冷剤