


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Psmc4ウサギモノクローナル抗体 - P43686

商品番号: CM0007459



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用にバリデーション済みの抗PSMC4ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPSMC 4（ATP依存性タンパク質分解に関与する26Sプロテアソーム調節サブユニット）を検出します。プロテアソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMC4 ウサギ mAb
備考/別名	S6; RPT3; TBP7; TBP-7; MIP224; PSMC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5704
GeneID	5704
免疫原	ヒト PSMC4 (NP_006494.1) のアミノ酸1-165に対応する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43686
タンパク質分子量	47kDa
発送	氷袋