


抗Psmc4ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P43686

商品番号: CM0019060



前書き

ヒトPSMC4（S6/RPT3/TBP7）を対象としたウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用に適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ユビキチン依存性タンパク質分解における26Sプロテアソーム制御サブユニット6Bの機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMC4 Rabbit pAb
備考/別名	S6, RPT3, TBP7, TBP-7, MIP224, PSMC4
対象種	ヒト
GeneID	5704
免疫原	ヒトPSMC4（NP_006494.1）のアミノ酸1-165番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43686
タンパク質分子量	47kDa
発送	氷袋