


Anti-Psmc5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P62195

商品番号: CM0014551



前書き

ヒト PSMC5（26Sプロテアソーム調節サブユニット）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。プロテアソームおよびユビキチン-プロテアソーム経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMC5 Rabbit pAb
備考/別名	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5705
GeneID	5705
免疫原	ヒト PSMC5 (NP_002796.4) のアミノ酸127-406に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62195
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋