


Wb・Elisa用抗Psmc6ウサギポリクローナル抗体 - P62333

商品番号: CM0027183



前書き

ヒトPSMC6（p42/RPT5/SUG2）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスの26Sプロテアソーム制御サブユニット10Bを認識し、ユビキチン-プロテアソーム経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMC6 ウサギ pAb
備考／別名	p42; RPT5; SUG2; PSMC6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5706
GeneID	5706
免疫原	ヒトPSMC6（NP_002797.3）のアミノ酸20～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P62333
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	氷袋梱包