


Wb、Elisa用抗Psmc1ウサギポリクローナル抗体 - Q99460

商品番号: CM0018910



前書き

ヒトPSMD1（26Sプロテアソーム非ATPアーゼ調節サブユニット1）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルを用いたウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションでバリデーション済み。プロテアソームおよびユビキチン経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	PSMD1ウサギpAb
備考／別名	S1; P112; Rpn2; PSMD1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5707
GeneID	5707
免疫原	ヒトPSMD1（NP_002798.2）の794～953番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99460
タンパク質分子量	106kDa
配送	保冷バッグ