


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Psmc11 ウサギポリクローナル抗体 - O00231

商品番号: CM0015911



前書き

PSMD11を標的とするウサギポリクローナル抗体。PSMD11は26Sプロテアソームの組み立てに重要なサブユニットです。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMD11 ウサギ pAb
備考/別名	S9; Rpn6; p44.5; PSMD11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5717
遺伝子ID	5717
免疫原	ヒト PSMD11 (NP_002806.2) のアミノ酸253-422に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00231
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ