


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Psm13ウサギポリクローナル抗体 - Q9Unm6

商品番号: CM0030052



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用の高品質な抗PSMD13ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPSMD13を検出します。PSMD13はタンパク質分解に重要な26Sプロテアソーム調節サブユニットです。プロテアソームおよびユビキチン-プロテアソーム経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMD13ウサギpAb
備考/別名	S11; Rpn9; p40.5; HSPC027; PSMD13
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5719
遺伝子ID	5719
免疫原	ヒトPSMD13 (NP_002808.3)のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNM6
タンパク質分子量	43kDa
輸送	氷袋