


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Psmid14 ウサギポリクローナル抗体 - O00487

商品番号: CM0014801



前書き

ヒトPSMD14（26Sプロテアソームサブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適し、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。ユビキチン依存性タンパク質分解、DNA修復、オートファジーに必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMD14 ウサギ pAb
備考/別名	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10213
遺伝子ID	10213
免疫原	ヒトPSMD14 (NP_005796.1) のアミノ酸160-300を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00487
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ