


Anti-Psmd3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43242

商品番号: CM0028681



前書き

ヒトPSMD3（ユビキチン化タンパク質分解に関与する26Sプロテアソーム調節サブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応し、プロテアソームおよびタンパク質恒常性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMD3 Rabbit pAb
備考/別名	S3, P58, RPN3, TSTA2, PSMD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5709
GeneID	5709
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O43242
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバッグ