


Anti-Psmd4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P55036

商品番号: CM0010555



前書き

PSMD4 (26SプロテアソームサブユニットS5A/Rpn10) に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。ユビキチン-プロテアソーム経路の研究やプロテアソーム機能不全の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMD4 Rabbit mAb
備考/別名	AF, ASF, S5A, AF-1, MCB1, Rpn10, pUB-R5, PSMD4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5710
GeneID	5710
免疫原	ヒトPSMD4 (P55036) のアミノ酸250-350領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55036
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋