


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Psm�4ウサギポリクローナル抗体 - P55036

商品番号: CM0015845



前書き

PSMD4ウサギpAbはウサギ由来のポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。26Sプロテアソームのユビキチン受容体サブユニットであるヒトおよびラットのPSMD4と反応し、ユビキチン・プロテアソーム研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMD4 Rabbit pAb
別名	AF; ASF; S5A; AF-1; MCB1; Rpn10; pUB-R5; PSMD4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5710
GeneID	5710
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P55036
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	保冷剤