


抗Psmid6ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q15008

商品番号: CM0022208



前書き

ヒトPSMD6（26Sプロテアソーム調節サブユニットS10/Rpn7）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。プロテアソームおよびタンパク質恒常性（プロテオスタシス）の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMD6 ウサギpAb
備考/別名	S10; Rpn7; p42A; p44S10; SGA-113M; PSMD6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9861
遺伝子ID	9861
免疫原	ヒトPSMD6の23-307アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_055629.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q15008
タンパク質重量	46kDa
配送	アイスバッグ